



Certificat Client Résidus d'Oxyde d'Ethylène

Demande # **EOR 2021 001 e**

Date de la demande **21/02/2021**

Client **AGEPS**

Contact **-**

Description produit **Mepitel® One**

ref. produit **(voir références ci-dessous)**

Quantité maximum de résidus d'Oxyde d'Ethylène délivrés au patient

(en mg/produit, pendant les 24 premières heures d'utilisation, ou pendant la totalité de l'utilisation si celle-ci dure moins de 24 heures°)

voir tableau
ci-dessous mg/produit

Référence composant ou produit	Description	Quantité	Résidus EO maxi pour les 24 premières heures d'utilisation, si référence couverte par décision ANSM (en mg/référence)
289100-01	Mepitel® One - 5 x 7,5 cm	1	0,002
289300-01	Mepitel® One - 7,5 x 10 cm	1	0,004
289500-01	Mepitel® One - 10 x 18 cm	1	0,010
289620-01	Mepitel® One - 24 x 27,5 cm	1	0,035

Les valeurs communiquées sont des valeurs basées sur l'état actuel de nos connaissances et des tests effectués sur des produits identifiés comme les plus défavorables. Ces valeurs pourront être mises à jour en fonction de nouveaux éléments que nous serons amenés à identifier par de nouvelles mesures