



Certificat Client Résidus d'Oxyde d'Ethylène

Demande # **EOR 2021 001 f**

Date de la demande **21/02/2021**

Client **AGEPS**

Contact **-**

Description produit **Mepitel®**

ref. produit **(Voir références ci-dessous)**

Quantité maximum de résidus d'Oxyde d'Ethylène délivrés au patient

(en mg/produit, pendant les 24 premières heures d'utilisation, ou pendant la totalité de l'utilisation si celle-ci dure moins de 24 heures°)

voir tableau
ci-dessous mg/produit

| Référence composant ou produit | Description | Quantité | Résidus EO maxi pour les 24 premières heures d'utilisation, si référence couverte par décision ANSM (en mg/référence) |
|--------------------------------|------------------------|----------|--|
| 290510-16 | Mepitel® - 5 x 7,5 cm | 1 | 0,003 |
| 290710-16 | Mepitel® - 7,5 x 10 cm | 1 | 0,005 |
| 291010-16 | Mepitel® - 10 x 18 cm | 1 | 0,013 |
| 292010-03 | Mepitel® - 20 x 31 cm | 1 | 0,013 |

Les valeurs communiquées sont des valeurs basées sur l'état actuel de nos connaissances et des tests effectués sur des produits identifiés comme les plus défavorables. Ces valeurs pourront être mises à jour en fonction de nouveaux éléments que nous serons amenés à identifier par de nouvelles mesures