

Catalogue Produits
UniHA

AO-2020-208 / 2021-DTAOG

SOMMAIRE

3

Catégorie 1 - **BLOUSES ET CASAQUES STÉRILES À UU**

5

Catégorie 2 - **CHAMPS DE TABLE, DE SOINS, OPÉRATOIRES
ET DE SPÉCIALITÉS STÉRILES**

11

Catégorie 3 - **ACCESSOIRES DE DRAPAGE STÉRILES
ET NON STÉRILES**

14

Catégorie 4 - **TROUSSES DE SPÉCIALITÉS STÉRILES**


19


Catégorie 5 - **SETS DE SOINS ET LEURS SATELLITES STÉRILES**

CATÉGORIE 1 – BLOUSES ET CASAQUES STÉRILES À UU

BARRIER® Casaque de soin stérile avec 1 essuie-mains

Lot 2



Code	Désignation		Condit. int.	Condit. ext.
616641	Taille L : longueur 119 cm		28	56

BARRIER® Casaque chirurgicale Primary standard (SP) avec 2 essuie-mains



Lot 3



Code	Désignation		Condit. int.	Condit. ext.
98000622	Taille L : longueur 127 cm	•	-	42
98000623	Taille L-L : longueur 151 cm	•	-	42
98000624	Taille XL : longueur 127 cm	•	-	42
98000625	Taille XL-L : longueur 152 cm	•	-	42

BARRIER® Casaque chirurgicale Classic standard (SP) avec 2 essuie-mains



Lot 4



Code	Désignation		Condit. int.	Condit. ext.
650101	Taille M : longueur 121 cm	•	20	40
650102	Taille L : longueur 121 cm	•	20	40
650104	Taille L-L : longueur 131 cm	•	20	40
650108	Taille XL : longueur 132 cm	•	18	36
650110	Taille XL-L : longueur 145 cm	•	18	36
650113	Taille XXL-XL : longueur 161 cm	•	16	32
650114	Taille XXL-L : longueur 148 cm	•	18	36

BARRIER® Casaque chirurgicale Universal renforcée (HP) avec 2 essuie-mains



Lot 5



Code	Désignation		Condit. int.	Condit. ext.
93000720	Taille M : longueur 119 cm	•	-	28
93000721	Taille L : longueur 125 cm	•	-	24
93000722	Taille L-L : longueur 140 cm	•	-	24
93000723	Taille XL : longueur 135 cm	•	-	24
93000724	Taille XL-L : longueur 151 cm	•	-	22
93000725	Taille XXL-L : longueur 160 cm	•	-	20

CATÉGORIE 1 – BLOUSES ET CASAQUES STÉRILES À UU

BARRIER® Casaque chirurgicale Classic renforcée (HP) avec 2 essuie-mains



Lot 6




Code	Désignation		Condit. int.	Condit. ext.
660101	Taille L : longueur 121 cm	•	18	36
660102	Taille L-L : longueur 131 cm	•	18	36
660105	Taille XL : longueur 132 cm	•	16	32
660106	Taille XL-L : longueur 145 cm	•	16	32
660111	Taille XXL-L : longueur 148 cm	•	16	32
660110	Taille XXL-XL : longueur 161 cm	•	16	32

BARRIER® Casaque chirurgicale Classic renforcée (HP) avec bavette et passe-pouces, 2 essuie-mains



Lot 10




Code	Désignation		Condit. int.	Condit. ext.
660104	Taille L-L : longueur 131 cm	•	16	32
660108	Taille XL-L : longueur 145 cm	•	16	32

CATÉGORIE 2 – CHAMPS DE TABLE, DE SOINS, OPÉRATOIRES ET DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Champ opératoire non adhésif


Lot 20



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
 778100	150 x 240 cm	•		14	28

BARRIER® Champ opératoire troué non adhésif


Lot 21





Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
906544	50 x 60 cm avec ouverture 6 x 8 cm centrée	•		100	400

BARRIER® Champ opératoire troué adhésif PRIMARY

Lot 26





Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
63623	50 x 60 cm, avec ouverture 6 x 8 cm			90	180

BARRIER® Champ opératoire troué adhésif

Lot 22



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
708850	150 x 180 cm avec ouverture 5 x 15 cm centrée	•		20	40
904622	45 x 75 cm avec ouverture ø 7 cm			72	288

Lot 27



: disponible dans les trousse



: avec feuille de crêpe






Fabriqué en Europe

CATÉGORIE 2 – CHAMPS DE TABLE, DE SOINS, OPÉRATOIRES ET DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Champ opératoire troué adhésif


Lot 32





Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
706610	100 x 125 cm avec ouverture Ø 11 cm excentrée à 44,5 cm du bord	•		20	40

BARRIER® Champ opératoire troué adhésif

Lot 34




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
1272	100 x 114 cm, film à inciser fermé 8 x 19 cm centré	•		12	72

BARRIER® Champ opératoire adhésif PRIMARY

Lot 43

Lot 44


Lot 47



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
63612	75 x 100 cm			33	66
63614	100 x 100 cm			70	140
63616	240 x 150 cm	•		22	44

BARRIER® Champ opératoire latéral adhésif sur une partie de la longueur

Lot 47




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
777600	240 x 150 cm - adhésif 6 x 96 cm	•		12	24

CATÉGORIE 2 – CHAMPS DE TABLE, DE SOINS, OPÉRATOIRES ET DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Champ opératoire adhésif PRIMARY PLUS


Lot 48



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
63607	300 x 180 cm, renfort 60 x 25 cm	•		13	26

BARRIER® Champ opératoire latéral adhésif sur une partie de la longueur

Lot 48



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
778200	300 x 175 cm - adhésif 6 x 96 cm	•		9	18

BARRIER® Champ opératoire latéral adhésif sur toute la longueur


Lot 53



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
66520	120 x 100 cm, renfort	•		22	44

BARRIER® Champ opératoire latéral adhésif sur toute la longueur

Lot 53




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
706900	100 x 100 cm	•		43	86

CATÉGORIE 2 – CHAMPS DE TABLE, DE SOINS, OPÉRATOIRES ET DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Champ opératoire troué adhésif

Lot 56

Lot 57




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
706620	50 x 75 cm avec ouverture variable : 0-20 cm	•		40	240
706630	75 x 100 cm avec ouverture variable : 0-25 cm	•		30	180

BARRIER® Champ opératoire troué adhésif, ouverture variable PRIMARY

Lot 56


Lot 57



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
63628	75 x 50 cm			56	112
63629	100 x 75 cm			36	72

BARRIER® Champ opératoire en «U» adhésif


Lot 61



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
60503	200 x 260 cm avec U : 7 x 102 cm et renfort 70 x 100 cm	•		14	28

BARRIER® Champ opératoire en «U» adhésif PRIMARY PLUS

Lot 61



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
63650	200 x 260 cm avec U : 7 x 102 cm et renfort 75 x 100 cm	•		13	26



: disponible dans les trousse



: avec feuille de crêpe




Fabriqué en Europe

CATÉGORIE 2 – CHAMPS DE TABLE, DE SOINS, OPÉRATOIRES ET DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Champ opératoire en «U» plastique adhésif (= alèse orthopédique)


Lot 63





Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
2750	150 x 193 cm avec U : 15 x 61 cm	•		20	40

BARRIER® Champ opératoire troué adhésif épidual

Lot 68






Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
906540	60 x 75 cm avec ouverture 6 x 9,5 cm centrée et 4 adhésifs de fixation	•		50	100

BARRIER® FLEX Champ d'angiographie



Lot 69






Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
65211	240 x 370 cm, renfort 90 x 220 cm avec film à inciser ouvert (2 ouv. 6 x 9 cm à 120 cm) et 2 panneaux transparents	•		7	14

BARRIER® FLEX Champ d'angiographie brachiale



Lot 70




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
65212	150 x 115 cm, renfort 70 x 70 cm avec film à inciser ouvert 13 x 13 cm (ouv. Ø 6 cm)	•		21	42


CATÉGORIE 2 – CHAMPS DE TABLE, DE SOINS, OPÉRATOIRES ET DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Champ d'isolation verticale

Lot 77




Lot 76

Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
826010	330 x 240 cm avec film à inciser fermé 25 x 86 cm, poche de recueil, poches à instruments et velcros intégrés	•		7	14
80000527	320 x 240 cm avec film à inciser fermé 30 x 60 cm, poche de recueil, poches à instruments et velcros intégrés	•		10	20

BARRIER® Champ de cœlioscopie / laparotomie


Lot 83



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
903005	200 x 300 cm avec ouverture adhésive triangulaire de 18 x 21 cm excentrée à 110 cm du bord	•		12	24

BARRIER® Champ de laparotomie

Lot 84




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
 825000	200 x 315 cm, renfort 70 x 70 cm avec ouverture adhésive de 11 x 22 cm excentrée à 112 cm du bord	•		12	24

CATÉGORIE 3 – ACCESSOIRES DE DRAPAGE STÉRILES ET NON STÉRILES

BARRIER® Housse de Mayo


Lot 15



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
610601	79 x 145 cm, renfort 65 x 85 cm	•		25	75

BARRIER® Cache périnée adhésif


Lot 71



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
903153	15 x 40 cm			50	100

BARRIER® Champ sous-fessier


Lot 72



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
828900	75 x 100 cm, avec rabat de 30 cm	•		40	80

BARRIER® Bande adhésive


Lot 94



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
381035	9 x 49 cm	•		100	400
381045	9 x 49 cm (sachet de 2)	•		120	480

BARRIER® Fixe-tubes adhésif


Lot 95



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
80006076	5 x 15 cm	•		50	200

BARRIER® Jambière opératoire

Lot 96




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
610930	75 x 120 cm (sachet de 2) en PE/ nontissé	•		30	60

CATÉGORIE 3 – ACCESSOIRES DE DRAPAGE STÉRILES ET NON STÉRILES

BARRIER® Stockinette orthopédique


Lot 98



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
274	31 x 122 cm	•	•	7	42

BARRIER® Poche de recueil adhésive


Lot 99



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
706035	40 x 35 cm	•		30	120

BARRIER® Poche à bistouri adhésive


Lot 102



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
707035	40 x 35 cm	•		30	120

BARRIER® Poche de coelioscopie adhésive


Lot 104



Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
705860	30 x 50 cm	•		35	70

BARRIER® Poche de recueil vidangeable adhésive avec filtre

Lot 105




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
831200	50 x 50 cm	•		12	24

CATÉGORIE 3 – ACCESSOIRES DE DRAPAGE STÉRILES ET NON STÉRILES

BARRIER® Housse de caméra

Lot 117




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
84541211	14 x 254 cm, embout perforé avec carton de transfert			40	80

BARRIER® Charlotte pour amplificateur de brillance

Lot 121

Lot 122

Lot 123




Code	Description			Condit. int.	Condit. ext.
705841	Ronde, Ø 75 cm			8	32
903757	Ronde, Ø 140 cm	•		16	96
705845	Carrée, 90 x 75 cm			8	32


CATÉGORIE 4 – TROUSSES DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Trousse de base PRIMARY

Code: 63711

Lot 149





Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 190 cm			
4	Champ latéral 90 x 75 cm			
1	Fixe-tubes auto-agrippant 2,5 x 30 cm		11	22
2	Serviette absorbante 17 x 8 cm			

BARRIER® Trousse de chirurgie cardiaque hybride

Code: 61800

Lot 164




Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm			
2	Champ latéral adhésif 75 x 75 cm			
1	Champ cardiovasculaire hybride 240/300 x 450 cm, renfort avec film à inciser thoracique 60 x 40 cm, films à inciser fémoraux 15 x 27 cm et poches intégrées		5	10

BARRIER® Trousse cardiovasculaire

Code: 694640

Lot 166



Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 240 cm, renfort 75 x 240 cm			
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm			
1	Housse de Mayo 79 x 145 cm, renfort 65 x 85 cm			
3	Bande adhésive 9 x 49 cm			
2	Champ latéral adhésif 75 x 75 cm			
1	Champ thoracique en T 200/300 x 330 cm, renfort avec film à inciser 32 x 40 cm		3	6
1	Champ vasculaire avec cache périnée 200 x 260 cm, renfort avec U : 20 x 102 cm			
2	Passe-tubulure 2,5 x 30 cm			
1	Poche à bistouri 33 x 38 cm			
2	Chaussette verte			
2	Chaussette transparente			
6	Serviette absorbante 18 x 25 cm			


 : avec feuille de crêpe


CATÉGORIE 4 – TROUSSES DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Trousse de césarienne

Code: 65043

Lot 171





Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm			
1	Champ de césarienne en T 175/250 x 300 cm, renfort avec film à inciser ouvert de 38 x 32 cm dont ouverture de 18 x 16 cm et poche de recueil vidangeable intégrée	•	5	10
1	Champ de recueil pour bébé 90 x 120 cm			
1	Bande adhésive 9 x 49 cm			
4	Serviette absorbante 18 x 25 cm			

BARRIER® Trousse RTU tout-en-un

Code: 888222

Lot 184





Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm			
1	Champ RTU 175/270 x 180 cm avec 2 ouvertures Ø 8 et 5 cm, jambières intégrées, poche de recueil avec tamis 86 x 52 cm et embout d'évacuation et doigtier sans latex		6	12
1	Passe-tubulure 9 x 18 cm (Ø 15 mm)			
1	Serviette absorbante 18 x 25 cm			

BARRIER® Trousse de main avec champ en T

Code: 60307

Lot 189




Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ d'approche 100 x 150 cm			
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm	•	5	10
1	Champ de main 150/370 x 280 cm, renfort avec ouverture élastique de Ø 3,5 cm			


CATÉGORIE 4 – TROUSSES DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

BARRIER® Trousse d'isolation verticale

Code: 903026

Lot 197




Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm			
1	Champ d'isolation vertical 240 x 330 cm avec film à inciser 25 x 86 cm et poche de recueil avec filtre intégré et embout d'évacuation		4	8
1	Housse de Mayo renforcée 79 x 145 cm avec renfort 65 x 85 cm			
4	Serviette absorbante 18 x 25 cm			


BARRIER® FLEX Trousse d'ophtalmologie

Code: 903163



Lot 201





Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 150 cm, renfort 75 x 150 cm			
1	Champ d'ophtalmologie 140 x 150 cm, renfort avec film à inciser ouvert de 15 x 15 cm (ouv. 6,5 x 3,5 cm excentrée à 65 cm du bord) et poche de recueil avec barrettes conformables		16	32
1	Serviette absorbante 18 x 25 cm			

BARRIER® Trousse d'ophtalmologie

Code: 84511451

Lot 201



Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 170 cm, renfort 75 x 170 cm			
1	Champ d'ophtalmologie 145 x 150 cm, renfort avec film à inciser ouvert de 8 x 9,5 cm (ouv. 5 x 3 cm excentrée à 75 cm du bord)		10	20
1	Drain Mérocel 0,3 x 20 cm			

 : avec feuille de crêpe


CATÉGORIE 4 – TROUSSES DE SPÉCIALITÉS STÉRILES


BARRIER® FLEX Trousse d'ophtalmologie

Code: 903165



Lot 204





Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm			
1	Champ d'ophtalmologie 150 x 300 cm, renfort avec 1 film à inciser ouvert de 10 x 8 cm (ouv. 6,5 x 3,5 cm excentrée à 70 cm du bord) et 2 poches de recueil intégrées avec barrettes conformables		12	24
1	Serviette absorbante 18 x 25 cm			

BARRIER® Trousse ORL

Code: 697640

Lot 216



Quantité	Description		Condit. int.	Condit. ext.
1	Champ de table 150 x 190 cm, renfort 75 x 190 cm			
1	Champ ORL 200 x 240 cm avec ouverture Ø 7 cm excentrée à 80 cm du bord		8	16
1	Bande adhésive 9 x 49 cm			
2	Serviette absorbante 18 x 25 cm			

N° Lot	Gamme	Désignation
153	Trousse sur mesure	Trousse pose cathéter veineux central à insertion périphérique - Trousse pose PICC LINE <i>Double emballage</i>
154	Trousse sur mesure	Trousse pose cathéter veineux central à insertion périphérique - Trousse pose PICC LINE <i>Simple emballage</i>
162	Trousse sur mesure	Trousse pose stimulateur cardiaque / implantologie - Composition 2
172	Trousse sur mesure	Trousse de césarienne - Composition 2 - Film ouvert <i>Double emballage</i>
173	Trousse sur mesure Référence 97092564-02	Trousse de césarienne - Composition 2 - Film fermé <i>Double emballage</i>
174	Trousse sur mesure	Trousse de césarienne - Composition 3 - Film ouvert <i>Double emballage</i>
175	Trousse sur mesure	Trousse de césarienne - Composition 4 - Film fermé <i>Double emballage</i>
190	Trousse sur mesure	Trousse de main - Composition 2 <i>Double emballage</i>

 : avec feuille de crêpe

CATÉGORIE 4 – TROUSSES DE SPÉCIALITÉS STÉRILES

N° Lot	Gamme	Désignation
199	Trousse sur mesure	Trousse de canal carpien
200	Trousse sur mesure	Trousse d'épaule
207	Trousse sur mesure	Trousse d'ophtalmologie - Composition 3 - Film fermé <i>Double emballage</i>
208	Trousse sur mesure	Trousse de rétine <i>Double emballage</i>
210	Trousse sur mesure	Trousse d'injection intra-vitréenne - Composition 1
211	Trousse sur mesure	Trousse d'injection intra-vitréenne - Composition 2
212	Trousse sur mesure	Trousse de cataracte / décollement

CATÉGORIE 5 – SETS DE SOINS ET LEURS SATELLITES STÉRILES

N° Lot	Gamme	Désignation
268	Trousse sur mesure	Set anesthésie – Composition 5
269	Trousse sur mesure	Set anesthésie – Composition 6

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI).
Organisme notifié 2797.

Pour les produits BARRIER PRIMARY, l'organisme notifié est le TÜV, organisme notifié 0123.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Service clients : Tél.: 0800 915 188 -Email : csc.fr@molnlycke.com

Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55

Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00

Fax : +46 31 722 34 01

Pour les drapages BARRIER PRIMARY, le fabricant est : Zhende Medical Co., Ltd , NO. 3 Weilai Road, Industry District Yanling County, 461200 Xuchang City, Henan Province, People's Republic of China

www.molnlycke.fr

© Copyright (2021) Mölnlycke Health Care.

