

Casaque chirurgicale BARRIER® - CLASSIC

Respirante et confortable
- Adaptée à la plupart des interventions



Plis d'aisance aux épaules
qui offrent une liberté de
mouvement




Manches ergonomiques
pour le confort et la liberté
de mouvement



Les manchettes sont
compatibles avec les gants
Biogel®, empêchant les
gants de glisser

- Matériau respirant pour le confort
- Pliée de manière à permettre un enfilage aseptique
- Matériau traité pour une résistance accrue au sang
- Coupe ergonomique, pour une plus grande liberté de mouvement
- Adaptée à la plupart des interventions
- Disponible en Performance Standard et Haute Performance¹


Performance standard	N°. Réf.	Codes stériles	Taille	Longueur	Circonférence	Condit. int. / Condit. ext.
	650101	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	M	121 cm	135 cm	20/40
	650102	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L	121 cm	154 cm	20/40
	650104	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650106	CC SP, avec passe-pouces, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	650107	CC SP, avec bavette, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650108	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL	132 cm	174 cm	18/36
	650110	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650114	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XXL-L	148 cm	184 cm	18/36
	650113	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

CC = Casaque Chirurgicale SP = Performance Standard

Performance Standard Dos droit	N°. Réf.	Codes stériles	Taille	Longueur	Circonférence	Condit. int. / Condit. ext.
	640101	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L	120 cm	147 cm	20/40
	640102	CC SP, 1 essuie-mains	L	120 cm	147 cm	22/44
	640103	CC SP, 1 essuie-mains	XL-L	141 cm	167 cm	20/40

- Les pans du tissu ne se chevauchent pas pour un meilleur confort thermique

CC = Casaque Chirurgicale SP = Performance Standard

Haute Performance	N°. Réf.	Codes stériles	Taille	Longueur	Circonférence	Condit. int. / Condit. ext.
	660101	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L	121 cm	154 cm	18/36
	660102	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660104	CC HP, avec bavette et passe-pouces, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	131 cm	154 cm	16/32
	660105	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL	132 cm	174 cm	16/32
	660106	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660108	CC HP, avec bavette et passe-pouces, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660111	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XXL-L	148 cm	184 cm	16/32
	660110	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32




- Renfort imperméable du plastron pour minimiser tout risque de passage des liquides
- Renfort respirant pour plus de confort



- Renforts imperméables sur les manches pour minimiser tout risque de passage des liquides

CC = Casaque Chirurgicale HP = Haute Performance



Les casques chirurgicales CLASSIC sont aussi disponibles dans les trouses sur mesure Mölnlycke®.

Matériaux de la casaque

Casque: Nontissé spunlace cellulose/polyester.

Renfort du plastron: Film polyéthylène respirant.

Renfort des manches: Nontissé spunlace viscose/polyester et film polyéthylène.

Classification du produit

Casques Performance Standard: Norme Européenne EN 13795 Performance Standard et ANSI/AAMI PB70 niveau 2.

Casques Haute Performance: Norme Européenne EN 13795 Haute Performance et ANSI/AAMI PB70 niveau 3^{1,2}.

Packaging

Les 2 niveaux d'emballage, le sac plastique et le carton de transport, contribuent à réduire le risque de contamination et les dommages pendant le transport.

Environnement

Chez Mölnlycke Health Care, nous nous engageons depuis longtemps à minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement, sans compromettre l'efficacité et la fiabilité de nos produits et services. De bonnes pratiques environnementales sont une priorité dans notre production et sur nos sites à travers le monde.

Références: 1. Norme européenne EN 13795 : Norme européenne harmonisée stipulant les exigences pour les champs chirurgicaux, casques et tenues de bloc utilisés comme dispositifs médicaux pour les patients, le personnel médical et les équipements et destinés à éviter la transmission d'agents infectieux entre les patients et le personnel médical durant les interventions chirurgicales. 2. ANSI/AAMI PB70 : Norme américaine qui établit un système de classification des casques et des champs opératoires en fonction de leur performance de protection contre les liquides.

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI). Organisme notifié 2797.

Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com

Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55

Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU02612004.

