


Casaque chirurgicale BARRIER® PRIMARY


Confortable et déperlante pour procurer
la liberté de mouvement



- Perméable à l'air pour plus de confort
- Les manchettes sont compatibles avec les gants Biogel®, empêchant les gants de glisser
- Pliée de manière à permettre un enfilage aseptique
- Coupe ergonomique en T pour un ajustement approprié et une meilleure liberté de mouvement
- Disponible en Performance Standard et Haute Performance¹

Performance Standard	N°. réf.	Codes stériles	Taille	Longueur	Circonférence	Condit. int. / Condit. ext.
	98000622	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L	127 cm	150 cm	-/42
	98000623	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	151 cm	150 cm	-/42
	98000624	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL	127 cm	167 cm	-/42
	98000625	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL-L	152 cm	166 cm	-/42

CC = Casaque chirurgicale SP = Performance Standard

Haute Performance	N°. Réf.	Description	Taille	Longueur	Circonférence	Condit. int. / Condit. ext.
	98000722	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L	127 cm	150 cm	-/30
	98000723	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	151 cm	150 cm	-/28
	98000724	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL	127 cm	167 cm	-/28
	98000725	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL-L	152 cm	166 cm	-/26

CC = Casaque chirurgicale HP = Haute Performance

- Renfort imperméable (plastron et manches) pour réduire le risque de passage des liquides



Les casques chirurgicales PRIMARY sont aussi disponibles dans les trousse sur mesure Mölnlycke®.

Matériaux de la casaque

Casque : Nontissé en fibres de polypropylène.
Renfort du plastron : Nontissé polypropylène / film de polyéthylène.
Renfort des manches : Nontissé polypropylène / film de polyéthylène.

Classification du produit

Casques performance standard: Norme Européenne EN 13795 performance standard.
Casques haute performance: Norme Européenne EN 13795 haute performance¹.

Packaging

Les 3 niveaux d'emballage, la barrière de stérilité, le sac plastique et le carton de transport, contribuent à réduire le risque de contamination et les dommages pendant le transport et le stockage.

Environnement

Chez Mölnlycke Health Care, nous nous engageons depuis longtemps à minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement, sans compromettre l'efficacité et la fiabilité de nos produits et services. De bonnes pratiques environnementales sont une priorité dans notre production et sur nos sites à travers le monde.

Référence : 1. Norme européenne EN 13795 : Norme européenne harmonisée stipulant les exigences pour les champs chirurgicaux, casques et tenues de bloc utilisés comme dispositifs médicaux pour les patients, le personnel médical et les équipements et destinés à éviter la transmission d'agents infectieux entre les patients et le personnel médical durant les interventions chirurgicales.

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI). Organisme notifié 2797.
Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex
Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com
Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55
Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01
© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU03082007.

